

2025年
11月4回

注文書の提出日
11月17日(月)～11月21日(金)

人気

おすすめ商品特集



商品に関するお願い

- お届けした商品がご注文通りの商品か、破損や不良部分が無いか、よくお確かめください。
- 注文書提出後、2週間前後で宅配またはポスト投函にて生協登録住所に直接お届けします。予定を上回る注文をいただいた場合、お届けが遅れる場合がございます。
- ※返品・交換はお受けできません。(不良品を除く)

『このカタログの利用に関しては「ならコープ 事業約款」に基づきます。ならコープホームページで確認いただけます。』

リライブ
チェンジ

[リライブ]
RELIVE®

リライブウェア



出川哲朗さん

リライブシリーズ
累計販売枚数(雑貨品)

389万枚突破!

※2019年7月1日～2025年8月31日
(メーカー調べ)

毎日がんばる皆さまの健康を、
少しでもサポートできたらという思
いで、丁寧に商品づくりを続けています。
ご家族皆さまが笑顔で過ごせるよう、
私たちも心を込めて取り組んでまいり
ます。ぜひ一度、お試しください。

株式会社りらいぶ
代表取締役
佐々木 貴史さん



男性着用例

女性着用例



ポスト投函

男女兼用

※プリント加工はシャツの内側に
施してあります。

定番

リライブ
シャツ Vネック 黒
(男女兼用)

各本体 8,000円
(税込 8,800円)

S	申込番号	148019
M	申込番号	148021
L	申込番号	148023
LL	申込番号	148025
3L	申込番号	148027

サイズ (約cm)	適応サイズ 身長	商品サイズ 着丈 肩幅 身幅 袖丈
S	158～168	65 44 47 20
M	165～175	68 46 50 21
L	174～184	71 48 53 22
LL	176～186	74 50 56 23
3L	180～	77 53 60 25

- ボディ生産/ベトナム、
プリント加工:日本
- 素材/ポリエステル100%
- ※男女兼用サイズなので、男性は
普段と同じ、女性は普段のサイズ
から1つ下がおおすすめです。



メンズ

メンズ 後ろ

レディース 後ろ

レディース

リライブ
スパッツ 黒

ポスト投函

各本体 12,000円
(税込 13,200円)

- ボディ生産/メンズ:中国・カンボジア、
レディース:中国・ベトナム、プリント加工:日本
- 素材/ポリエステル90%、ポリウレタン10%

メンズ(前開き)

サイズ (約cm)	適応サイズ ウエスト 股下
M	78～88 69
L	86～100 70
LL	94～115 71
3L	100～120 72

M	申込番号	148011
L	申込番号	148013
LL	申込番号	148015
3L	申込番号	148017

レディース

サイズ (約cm)	適応サイズ ウエスト ヒップ
M	64～70 85～93
L	69～77 90～98
LL	77～85 95～103
3L	85～93 100～108

M	申込番号	148003
L	申込番号	148005
LL	申込番号	148007
3L	申込番号	148009

商品のロゴプリント部分に
銘石が練りこまれています。



ロゴアップ(加工部分)
※プリント加工はスパッツ
の外側に施してあります。



介護業界の発展
に向けて開発され
た商品、サー
ビスに付けられ
るラベルです。



メンズ

レディース

ふわふわで
あたたかい!
植物生まれの繊維
「モダールコットン」を
95%使用

リライブ
あったかインナー(肌着) 黒

新登場

ポスト投函

- ボディ生産/中国、プリント加工:日本
- 素材/綿95%、ポリウレタン5%

※プリント加工はシャツの外側に施してあります。

各本体 7,000円
(税込 7,700円)

長袖(メンズ)

サイズ (約cm)	適応サイズ 身長	商品サイズ 着丈 肩幅 身幅 袖丈
S	158～168	65 41 45 50
M	165～175	68 44 48 51
L	174～184	71 47 51 52
LL	176～186	74 50 54 53

S	申込番号	148035
M	申込番号	148037
L	申込番号	148039
LL	申込番号	148041

9分袖(レディース)

サイズ (約cm)	適応サイズ 身長	商品サイズ 着丈 肩幅 身幅 袖丈
M	152～162	61.5 30 35.5 50
L	158～168	63.5 32 37.5 51.5
LL	165～175	65.5 34 39.5 53

M	申込番号	148029
L	申込番号	148031
LL	申込番号	148033

〈共通〉※一般医療機器の商品ではありません。※使用感には個人差があります。特殊テープ、ストーンプリントが剥がれると効果がなくなります。※心臓に障害のある方
や妊婦の方はかかりつけ医にご相談ください。※開封・使用後の返品・交換はできません。(不良品を除く) 洗濯機OK ※ネット使用 ※タンブラー乾燥は避けください

※このページに掲載の写真・イラストはすべてイメージです。※使用感、効果には個人差があります。※返品・交換はお受けできません。(不良品を除く)

テレビ
ショッピングで
大人気!

高濃度で配合ジェル洗剤

タンパク質や
油汚れに強い成分 + カビや黒ずみに
強い成分

2つの成分を、ジェル化させた
新発想の洗剤!!

特長1 液だれしにくく薄めたりできて **使いやすい**

なかなか落ちないタイルのカビも



使用中

使用例

特長2 創業50年の老舗メーカーが **カビにも強い**
独自に開発

絡まった髪の毛や
排水口のヌメリ、黒ずみ



使用前

使用例

まぜるな危険 塩素系 酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と
有害な塩素ガスが出て危険です。

ご使用できない物

食品、色柄物の繊維製品、ステンレス以外の金属(アルミ、鉄、銅、メッキ、ホーロー、ステンレス以外の蛇口等、錆のあるステン
レスも不可)、アルカリに弱い樹脂(アクリル、ABS、ポリカーボネート、メラミン等)、浴槽、風呂釜、化粧板壁(磁石が付く壁)、しっ
くい壁、クロス壁、石の壁、人工大理石、御影石、木製品、漆器、クリスタル製品、獣毛の刷毛や筆、水洗いできない物や場所
上記使用出来ないもの以外のもので変色等をさけるため、使用する前に必ず目立たない所で試してください。



大容量
1kg

特長3 色々な場所で **使用できます**



洗いにくい洗濯槽もピカピカ! キッチンのゴミ受け、三角コーナーや、
ふきんにおしぼり、湯呑みや急須などの浸け置き洗いにお使いいた
だけます。さらにスライムパンチは強力でありながら低臭タイプ。

たっぷり使えて **経済的!**



排水口のお掃除は原液で
約100ml使用
浴室床のお掃除は原液
10mlに水1Lを
加えて希釈

スライムパンチ 1kg **宅配**

1個
申込番号 **148043**

本体 **7,700** 円
(税込 **8,470** 円)

2個組
申込番号 **148045**

お買い得価格

本体 **14,400** 円
(税込 **15,840** 円)

●日本製 ●サイズ(約) / 本体:8.6×8.6×21.6cm、ハケ:20×4cm、計量カップ:直径9.5cm、高さ
10.5cm ●成分 / 次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、水酸化カリウム(4.5%)
●液性 / アルカリ性 ●使用可能素材 / シリコン、ゴムパッキン、コーキング等(浴室、洗面台、窓、
冷蔵庫等)、ステンレス、PE、PP樹脂 ●付属品 / 計量カップ(500ml)、ハケ、取扱説明書


テレビで
紹介
されました

スポーツ
クラブ
がつくった!!

太ももに挟んで1回約3分(目安) 手軽にできる! 1回約3分(目安) 骨盤底筋や内転筋を刺激する!

パワフルな振動で、内転筋と連動する
骨盤底筋まで刺激して安定させます!

骨盤底を構成する
筋肉の総称
骨盤底筋



太ももの
内側の筋肉
内転筋

シンプルな操作・機能



ACアダプター
プラグ差込口

軽量
約345g

振動レベル
5段階

電源ボタン、
振動レベル
調節ボタン

ストレッチサポ
ートカバー付



手が届かない
部位にも!



背中
※1

腰
※1

わき腹
※1

※カバーの色は本体と同じです。※1 付属のカバーに入れてご使用ください。

スタイリーボール **新登場** **宅配**

各本体 **12,980** 円
(税込 **14,278** 円)

●中国製 ●材質 / 本体:ABS樹脂、シリコンゴム、カバー:
ポリエステル ●サイズ(約) / 直径:最大10cm、最小8cm
●重量(約) / 345g(本体) ●電源 / 充電式(リチウムイ
オンポリマー電池3.7V 2000mAh) ●充電時間(約) / 3時
間 ●セット内容 / 本体、ACアダプター、ストレッチサポ
ートカバー、取扱説明書(使い方ガイド・保証書付) ●保証期間
/ 1年間

申込
番号 **148047**

申込
番号 **148049**

※同じ部位への連続使用時間の目安は約1〜3分間です。

※動脈硬化、静脈硬化などの重度の血管障害や、血栓症等のある人、
医師が使用を不適切と認めた人は本製品を使用しないでください。

※このページに掲載の写真・イラストはすべてイメージです。※使用感、効果には個人差があります。※返品・交換はお受けできません。(不良品を除く)

お申し込みから
お支払いまでの流れ

ご注文方法
11月4回企画注文書に注文番号
と数量をご記入ください。

ご注文期間

11月4回:
11/17(月)~11/21(金)
注文番号と数量を注文書に
ご記入ください。

お届け(商品のお届け予定)

注文書提出後、2週間前後で宅配またはポスト投函にて
生協登録住所に直接お届けします。予定を上回る注文を
いただいた場合、お届けが遅れる場合がございます。
※返品・交換はお受けできません。(不良品を除く)

お支払い

●「請求明細書兼お届け表」に金
額が記載され、共同購入利用代金
と一緒に引き落としになります。
●送料は価格に含まれています。

お申し込みについて
お問い合わせ

商品について
お問い合わせ

ならコープ コープサービス
0120-445-152 0742-34-0243
(9:00~17:00 / 土日休業)

サクラマチお客様センター
03-3425-5100 (9:00~12:00 / 13:00~17:00 土日祝休業)
※「生協のお問い合わせ」とお伝えください

日本製
made in japan

4層不織布フィルター 高性能立体マスク

**日本産業規格のJIS T 9001
医療用マスククラスIII適合審査済み!**

日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスククラスIII 規格適合番号 M32201006 適合番号発行元: JHPPIA					
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液/体液バリア
規格値	≧98%	≧98%	≧98%	(区分1)	21.3kPa
適合判定	○	○	○	○	○

PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率

試験機関: 一般財団法人カケンテストセンター
※一般社団法人日本衛生材料連合会によるJIS適合審査によるものです。

人体工学的3D設計

快適な呼吸
メガネがくもりにくい
型崩れしにくい

着用時に口に届かない人体工学的な設計で、衛生的かつ快適な呼吸ができます。

POINT ノーズフィッター上部をV字カット
鼻の形に合わせしっかり密着

POINT 横のスキマを防ぐカットライン
さらに隙間をつくらない

POINT 4層不織布フィルター
4層加工された不織布で外からの飛まつをしっかりブロック

耳が痛くなりにくい
やわらかループゴム

ホワイト
ライトピンク
ベージュ

男女兼用
ふつうサイズ
30枚入
個別包装

J-95 4層立体マスク 宅配
30枚入

1個

ホワイト	申込番号	148051
ライトピンク	申込番号	148053
ベージュ	申込番号	148055

本体 **2,980円** (税込 **3,278円**)

2個組

ホワイト	申込番号	148057
ライトピンク	申込番号	148059
ベージュ	申込番号	148061

本体 **5,800円** (税込 **6,380円**)

お買い得価格

●日本製 ●サイズ(約) / 21×8cm
●素材/本体: ポリプロピレン(不織布)、耳紐部分: ポリエチレン・スパンデックス、ノーズフィッター: ポリエチレン・スチール
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。※原材料の手配上、製品の色合いがチラシ掲載写真と多少異なる場合があります。※上部にはノーズフィッターがついていますので取り扱いにご注意ください。
※衛生用品のため返品・交換はできません。(不良品を除く。)

シリーズ累計販売数
120万枚突破!
2024年1月~2025年4月末(メーカー調べ)

マスクひとつで印象が変わる! *made in japan*

小顔 おしゃれ **3Dバイカラーマスク**

日本産業規格のJIS T9001 適合審査済み

日本産業規格 JIS T9001 一般用マスク 規格適合番号 G42210016					
試験項目	PFE	BFE	VFE	花粉	安全衛生
規格値	≧95%	≧95%	≧95%	≧95%	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○
実測平均値	99%	99%	99%	99%	

PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率 花粉: 花粉粒子捕集効率

爽やかで
清潔感のある
ホワイト

肌馴染みがいい
ベージュ

可愛らしい
ピンク

呼吸がラクな
立体構造

耳が痛くなりくい
平ゴム

ホワイト
ベージュ
ピンク

日本製 3Dバイカラーマスク 宅配

1個

ピンク	申込番号	148063
ベージュ	申込番号	148065
ホワイト	申込番号	148067

本体 **1,980円** (税込 **2,178円**)

2個組

ピンク	申込番号	148069
ベージュ	申込番号	148071
ホワイト	申込番号	148073

本体 **3,800円** (税込 **4,180円**)

お買い得価格

●日本製 ●サイズ(約) / 14×11.5cm(折りたたみ時) ●素材/本体、フィルター部分: ポリプロピレン、耳ひも: ポリウレタン、ポリエステル

3層の不織布構造でブロック

飛まつ
花粉
PM2.5
カットフィルター

不織布
メルトブロー不織布
カットフィルター

3D立体構造で呼吸がラク & 化粧落ちが目立ちにくい

柔らかな肌触りのベージュ裏地

ファンデーションが目立ちにくい!

●鼻や口を圧迫しにくく息苦しさを軽減します。
●口元とマスクに空間ができるので化粧がのびにくく、メガネの曇りを軽減します。
※全てのマスク裏面が、ベージュ色です。

※衛生用品のため返品・交換はできません。(不良品を除く) ※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。※原材料の手配上、製品の色合いがチラシ掲載写真と若干異なる場合があります。

お手持ちの靴に入れるだけ! 外反母趾のつらさが和らぐ

“魔法のインソール”

外反母趾の方の意見をもとに設計された**独自構造**

土踏まずパッド
土踏まず部分を持ち上げ、扁平足対策

かかとの衝撃を吸収

外反母趾対策 & 歩行補助
足指が自然に開き、外反母趾の悩みを軽減。また足指のグリップとなりスイスイ歩行を助けます。

サイドの衝撃を吸収
衝撃吸収&適度な刺激を与えて疲れにくい

※わかりやすく色をつけていますが、表面の色は単色です。

プロウォーク 外反サポートインソール **新登場** **ポスト投函**

左右セット

S(22.0~23.5cm) 申込番号 **148075**

M(24.0~25.5cm) 申込番号 **148077**

本体 **1,980円** (税込 **2,178円**)

●中国製 ●サイズ(約) / S: 縦24×横7.9×厚み1.5cm、M: 縦26×横8.4×厚み1.5cm
●素材/ポリエステル、ポリウレタン

中足骨アーチサポート

扁平化したアーチ 正常化したアーチ

足幅が広がって外反母趾へ負担がかからないよう、横アーチの崩れを防ぎます

どの靴にもカットしてぴったりフィット!

強い圧力がかかる部分の衝撃吸収

通常のインソール 痛い! ぐいっ!

プロウォーク 外反サポートインソール サポートインソール

※靴のサイズに合わせてハサミでカットして使用してください。

※このページに掲載の写真・イラストはすべてイメージです。※使用感、効果には個人差があります。※返品・交換はお受けできません。(不良品を除く)



ひな暖

電気を使わない! 節電にもなる!

あったか“ひな暖”シリーズ




入ってすぐにぽかぽか! 発熱あったか毛布&敷きパッド

まるで陽だまりのような暖かさ

暖かさの
秘密

暖かさの秘密は独自の5層構造!

湿気を吸って **発熱** 熱を **閉じ込める** 冷気を **ブロック**



フワフワもこもこで
気持ちいい肌ざわり



マロンブラウン/毛布・敷きパッド



ローズピンク/毛布・敷きパッド

ひな暖毛布 **新登場** **宅配**

マロンブラウン	申込番号	148081	各本体	9,000円
ローズピンク	申込番号	148079	(税込)	9,900円

●中国製 ●サイズ(約)140×200cm ●素材/がわ生地(表裏):ポリエステル100%、上層わた(保温わた):ポリエステル100%、下層わた(発熱わた):ポリエステル97%、合成繊維(アクリレート系)3%、詰めもの上層にアルミ蒸着シート使用 ●重量(約)2.1kg

ひな暖敷きパッド **新登場** **宅配**

マロンブラウン	申込番号	148085	各本体	8,000円
ローズピンク	申込番号	148083	(税込)	8,800円

●中国製 ●サイズ(約)100×200cm ●素材/がわ生地(表裏):ポリエステル100%、上層わた(発熱わた):ポリエステル97%、合成繊維(アクリレート系)3%、下層わた(保温わた):ポリエステル100%、詰めもの下層にアルミ蒸着シート使用 ●四隅にゴムバンド付き ●重量(約)1.3kg

うれしいセット!

セットだと本体 **4,020円**(税込4,422円) お得!

ひな暖 めくめくセット **新登場** **宅配**
(毛布+敷きパッド)

マロンブラウン	申込番号	148089	お買い得価格
ローズピンク	申込番号	148087	各本体

12,980円
(税込 **14,278円**)

●セット内容/毛布・敷きパッド

清潔!

洗濯ネットに入れて
自宅の洗濯機で丸洗いOK!

※洗濯機の種類によっては洗えない場合があります。



洗濯機OK

※ネット使用
※タンブラー乾燥はお避けください

話題沸騰中
TVで紹介
されました
こうそ

家中の掃除が **これ1つ!**

たくさんの洗剤を揃える必要もなし!!



シュワツ!と
パンチ

酵素で分解! 酸素で剥がす! 汚れを

衣類などの汚れにオススメ!!

高濃度マイクロ酸素で
1つで5つの効果!

- ※1 洗浄
- ※2 除菌
- ※3 漂白
- ※4 消臭
- ※5 油汚れ落とし

粉末状酸素系洗剤



シュワツ!とパンチ **宅配**

2個組 申込番号 148091 本体 **7,700円** (税込 8,470円)

2個組×2 申込番号 148093

(共通) ●日本製 ●内容量/1kg(1パック) ●成分/過炭酸ナトリウム(酸素系)・アルカリ剤(炭酸ナトリウム)・洗浄補助剤(炭酸水素ナトリウム)・酵素 ●液性/弱アルカリ性 ●使用可能素材/衣類・布製品・台所まわり・水まわり・食器・家具 ●セット内容/本体、計量スプーン、取扱説明書

お買い得価格

各本体 **14,400円**
(税込 **15,840円**)

1回分の計量ができる
スプーン付き

ご使用方法

お湯(30~50℃)3Lに
対して、スプーン一杯を
溶かしてご使用ください。
水でも使えますがつけ置き
にはお湯がおすすめです。

ご使用できない物

毛、絹、皮革等の動物性繊維・含金属塗料に染めた物・草木染・色止めしていない繊維製品・鉄、アルミ、銅、銀、亜鉛などの金属類(ステンレスを除く)・漆製品・素焼きの陶器・金彩等の入った食器・クリスタル製品・ワックスの塗ってある床

※1 メーカー従来品と比較 ※2 すべての菌を除菌するわけではありません。
※3 すべてのニオイに効果があるわけではありません。 ※4 脱脂



頑固な汚れにはつけ置き洗い!



落ちにくい汚れにはつけ置き洗い! 水でも使えますがお湯がおすすめ!

※このページに掲載の写真・イラストはすべてイメージです。 ※使用感、効果には個人差があります。 ※返品・交換はお受けできません。(不良品を除く)

お申し込みから
お支払いまでの流れ

ご注文方法
11月4回企画注文書に注文番号
と数量をご記入ください。

ご注文期間

11月4回:
11/17(月)~11/21(金)
注文番号と数量を注文書に
ご記入ください。

お届け(商品のお届け予定)

注文書提出後、2週間前後で宅配またはポスト投函にて
生協登録住所に直接お届けします。予定を上回る注文を
いただいた場合、お届けが遅れる場合がございます。
※返品・交換はお受けできません。(不良品を除く)

お支払い

●「請求明細書兼お届け表」に金
額が記載され、共同購入利用代金
と一緒に引き落としになります。
●送料は価格に含まれています。

お申し込みについて
お問い合わせ

商品についての
お問い合わせ

ならコープ コープサービス
0120-445-152 0742-34-0243
(9:00~17:00/土日休業)

サクラマチお客様センター
03-3425-5100 (9:00~12:00/13:00~17:00 土日祝休業)
※「生協のお問い合わせ」とお伝えください